

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO


Stand: 2026-09-19

Unidades cierre/bloqueo retroceso  
con control LiBus

N.º de pedido: A001753

### Características de rendimiento

- La válvula de corte/antirretorno permite el funcionamiento seguro del termostato con un consumidor externo cerrado (por ejemplo, un recipiente de doble camisa).
- La válvula de corte/antirretorno está diseñada para un rango de temperatura de funcionamiento del líquido termostático de -40 °C a 130 °C.
- A001753 incluye, además de una válvula de retención y una válvula magnética, un juego de mangueras metálicas aisladas para conectar a los racores de la bomba.
- ¡Tenga en cuenta la posición del termostato y del consumidor entre sí al realizar la conexión!



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser