

FICHE TECHNIQUE


Statut: 2026-09-19

Unité de fermeture / dispositif anti-retour
avec commande LiBus

Numéro d'article: A001753

Caractéristiques

- La vanne d'arrêt/protection contre le reflux permet un fonctionnement sûr du thermostat avec un consommateur externe fermé (par exemple une cuve à double enveloppe).
- La vanne d'arrêt/protection contre le reflux est conçue pour une plage de température de fonctionnement du liquide caloporteur de -40 °C à 130 °C.
- A001753 comprend, outre un clapet anti-retour et une électrovanne, un kit de tuyaux métalliques isolés à raccorder aux raccords de la pompe.
- Lors du raccordement, veillez à bien positionner le thermostat et le consommateur l'un par rapport à l'autre !



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser