

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-12-18

Rotunde

Durchmesser 198 mm

Best.-Nr.: A001764

Leistungsmerkmale

- passend für A001722, zylinderförmiger Einsatz
- Für die Aufnahme von Thermometern oder Messfühlern zu Kalibrierzwecken.
- Rotunde für je 12 Proben mit einem Durchmesser von 12 mm, 10 mm und 6,5 mm
- Zur Aufnahme von Pt100-Fühlern (D = 4,5 mm) sind zentrisch drei Bohrungen vorgesehen
- Die Rotunde ist drehbar und in ihrer Höhe variabel verstellbar. Minimale Höhe: 55 mm, maximale Höhe: 290 mm



Technische Merkmale

Anzahl Proben

36

Eintauchtiefe

310 mm

Material

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-12-18

Rotunde

Durchmesser 198 mm

Best.-Nr.: A001764



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser