

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-21

Montageständer für Pump- und Regeleinheiten

Pumpenlänge <320 mm

Best.-Nr.: A001879

Leistungsmerkmale

- Gestell mit offener Bauweise zum Aufhängen der Pump- und Regeleinheit
- Vier Gummifüße für einen sicheren und rutschfesten Stand
- Vier Zylinderschrauben zur Positionierung des Kontrollkopfes
- passend für Pump- und Regeleinheiten mit einer Pumpenlänge <= 320 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

180 x 190 x 358 mm

Material

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-21

Montageständer für Pump- und Regeleinheiten

Pumpenlänge <320 mm

Best.-Nr.: A001879



Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser