

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-08-10

Adapter M <-> G
M38 x 1,5 auf G 1 1/4"
Best.-Nr.: EO V 223



Technische Merkmale

Material

Edelstahl

Anschluss 1 Gewinde (außen)


M38 x 1,5

Anschluss 2 Gewinde (außen)

G 1 1/4"

Gewicht

0.32 kg



LAUDA DR. R. WOBSE R GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSE R Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse r (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse r

Technische Änderungen vorbehalten