

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-03-18

Pt100 Widerstandsthermometer

Messbereich: -50 °C ... 180 °C

Best.-Nr.: ETP 059-3

## Leistungsmerkmale

- Einsteck-Widerstandsthermometer mit mehrteiliger Anschlussleitung
- Leitungslänge: 24 m
- Anschlussstecker: Lemo-Steckverbinder, Größe 1, vierpolig
- Widerstandsthermometer (4-Leiter-Schaltung) der Klasse A nach DIN EC 751



## Technische Merkmale

Außendurchmesser

4 mm

Eintauchtiefe

210 mm

Betriebstemperaturbereich

-50 ... 180 °C

Material

CrNi-Stahl (1.4571)

Länge

25 cm

Gewicht

0.24 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser