

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Pt100 Widerstandsthermometer  
Messbereich: -200 °C ... 450 °C  
Best.-Nr.: ETP 065

### Leistungsmerkmale

- Tauchfühler, Sensor Kl. 1/3 DIN
- Mit schwarzem Handgriff und Kabel 2 m



### Technische Merkmale

Außendurchmesser

3 mm

Eintauchtiefe

300 mm

Material

CrNi-Stahl (1.4571)

Gewicht

0.2 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser