

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-09-16

Pt 100 Widerstandsthermometer

Messbereich: -200°C ... 450°C, Leitungslänge: 1,5m

Best.-Nr.: ETP 065

Leistungsmerkmale

- Tauchfühler, Sensor Kl. 1/3 DIN
- Mit schwarzem Handgriff und Kabel 2 m



Technische Merkmale

Außendurchmesser

3 mm

Eintauchtiefe

300 mm

Material

CrNi-Stahl (1.4571)

Gewicht

0.18 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser