

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16


Termómetro de resistencia Pt100

Rango de medición: -200 °C ... 450 °C

N.º de pedido: ETP 065

### Características de rendimiento

- Sensor de inmersión, sensor cl. 1/3 DIN
- Con asidero negro y cable de 2 m



### Características técnicas

Diámetro exterior

3 mm

Profundidad de inmersión

300 mm

Material

Acero CrNi (1.4571)

Peso

0.18 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser