

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Sonde à résistance Pt100

Plage de mesure : -200 °C ... 450 °C

Numéro d'article: ETP 065

Caractéristiques

- Sonde à immersion, capteur cl. 1/3 DIN
- Avec poignée noire et câble de 2 m



Données techniques

Diamètre extérieur

3 mm

Profondeur d'immersion

300 mm

Matériau

Acier CrNi (1.4571)

Poids

0.18 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser