

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2023-09-21

LAUDA Hydro H 2 P

Paraffinstreckbad 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003071

Leistungsmerkmale

- Paraffinstreckbad zum Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben
- Temperaturanzeige durch Kontrollthermometer am Badrand
- Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
- 1-Punkt-Temperaturregler
- Wassermangelsicherung
- Badkörper aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Kontrollthermometer mit Halter serienmäßig



Arbeitstemperatur min.
25 °C



Arbeitstemperatur max.
80 °C

Technische Merkmale

Arbeitstemperaturbereich	25 ... 80 °C
Umgebungstemperaturbereich	10 ... 40 °C
Temperaturkonstanz	0,5 ± K
Heizleistung max.	0,3 kW
Leistungsaufnahme max.	0,3 kW
Stromaufnahme	16 A
Badgröße (ØxH)	200 x 60 mm
Abmessungen (BxTxH)	280 x 280 x 100 mm
Gewicht	2 kg
Netzversorgung	230 V; 50/60 Hz
Netzstecker	Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

Technische Änderungen vorbehalten