

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-09-09

### LAUDA Hydro H 2 P

Bain-Marie pour floter paraffine 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L003071

#### Caractéristiques

- Bain d'étirage à la paraffine pour l'étirage et le séchage d'échantillons de tissus coupés
- Indication de la température par un thermomètre de contrôle au bord du bain
- Réglage de la température à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle de température
- Régulateur de température sur 1 point
- Protection déficit hydrique
- Corps de bain en aluminium, anodisé noir
- Thermomètre de contrôle avec support de série



Température de travail min.  
25 °C



Température de travail max.  
80 °C

#### Données techniques

Gamme de température de travail	25 ... 80 °C
Gamme de température ambiante	10 ... 40 °C
Stabilité de température	0,5 ± K
Puissance de chauffe maxi.	0,3 kW
Consommation électrique maxi.	0,3 kW
Courant max.	16 A
Taille du bain (ØxH)	200 x 60 mm
Dimensions hors tout (LxPxH)	280 x 280 x 100 mm
Poids	2 kg
Alimentation secteur	230 V; 50/60 Hz
Prise secteur	Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser