

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-08-12

Bouchon fileté M16 x 1

sans écrou raccord

Numéro d'article: HKN 065


Caractéristiques

- Acier austénitique classique, également appelé « acier de décolletage ».
- Bonne résistance à la corrosion, mais résistance limitée aux acides et non résistante à la corrosion intergranulaire.



Données techniques

Diamètre extérieur	13,5 mm
Diamètre intérieur	10 mm
Matériau	Acier CrNiS (1.4305)
Longueur	1 cm
Poids	0.01 kg



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser