

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-02

Nachfüllautomatik mit LiBus-Ansteuerung Best.-Nr.: LCZ 9661

Leistungsmerkmale

- Die Nachfüllautomatik gleicht den Verlust an verdunsteter Badflüssigkeit insbesondere bei Verwendung von Bädern mit großer Badoberfläche und bei höheren Temperaturen aus.
- Bei Verwendung von Wasser als Badflüssigkeit kann das Gerät über die Nachfüllautomatik an eine Wasserversorgung angeschlossen werden. Außerdem können Geräte mit Druck-Saugpumpe die Badflüssigkeit auch über die Nachfüllautomatik aus einem Vorratsbehälter (z.B. Kanister) saugen.
- Die Nachfüllautomatik kann nur an Geräte angeschlossen werden, die mit einem LiBus Modul ausgestattet sind und eine mehrstufige Niveauerfassung haben.
- Das Ventil ist für einen Betrieb bis -10 °C ausgelegt.



Technische Merkmale

Anschluss 1 Gewinde (innen)	M16 x 1
Anschluss 2 Gewinde (innen)	M16 x 1
Gewicht	0.68 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser