

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-09-16

Absperreinheit / Rücklaufsicherung
mit LiBus Ansteuerung, M16 x 1
Best.-Nr.: LCZ 9673

Leistungsmerkmale

- Die Absperreinheit/Rücklaufsicherung ermöglicht den sicheren Betrieb des Thermostaten mit einem externen geschlossenen Verbraucher (zum Beispiel ein Doppelmantelgefäß).
- Die Absperreinheit/Rücklaufsicherung ist für einen Betriebstemperaturbereich der Temperierflüssigkeit von -40 °C bis 130 °C ausgelegt.
- Sichern Sie Schläuche stets mit passenden Schlauchsicherungen!



Technische Merkmale

Anschluss 1 Gewinde (innen)

M16 x 1

Gewicht

1.06 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser