

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-03-22

Juego de serpentines de refrigeración Alpha

N.º de pedido: LCZE004

Características de rendimiento

- Serpentin de refrigeración con boquillas para manguera D = 11,7 mm
- Utilización a temperaturas de funcionamiento por debajo de 100 °C
- El serpentín de refrigeración debe montarse siempre en el lado izquierdo del cabeza de control.
- Encontrará las instrucciones de montaje en el manual de instrucciones.



Características técnicas

Material

Acero inoxidable

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser