

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Schlauchset

M38 x 1,5 l auf M30 x 1,5 l, Isolierung 19 mm

Best.-Nr.: LSOZ0015



### Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	-40 ... 100 °C
Anschluss 1 Gewinde (innen)	M38 x 1,5
Anschluss 2 Gewinde (innen)	M30 x 1,5
Länge	190 cm
Isolationsstärke	19 mm
Material innen	EPDM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser