

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-12-04

Metallschlauch

M16 x 1, Temp.-Bereich: 10 ... 400° C, 100 cm

Best.-Nr.: LZM 041

## Leistungsmerkmale

- Konisch dichtend
- Statischer Biegeradius: 50 mm; Dynamischer Biegeradius: 180 mm



## Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich

10 ... 400 °C

Anschluss 1 Gewinde (innen)

M16 x 1

Anschluss 2 Gewinde (innen)

M16 x 1

Länge

100 cm

Material

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser