

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Metallschlauch

M16 x 1, Temp.-Bereich: -60 ... 350 °C, 200 cm

Best.-Nr.: LZM 049

## Leistungsmerkmale

- Metallwelllschlauch zur Temperierung mit unterschiedlichen Temperierflüssigkeiten
- Konisch dichtend
- Mehrschichtisolierung, geeignet für große Temperaturbereiche
- Schlauch als Meterware erhältlich



## Technische Merkmale

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Betriebstemperaturbereich   | -60 ... 350 °C |
| Anschluss 1 Gewinde (innen) | M16 x 1        |
| Anschluss 2 Gewinde (innen) | M16 x 1        |
| Länge                       | 200 cm         |
| Innendurchmesser            | 10 mm          |
| Außendurchmesser            | 34 mm          |
| Material                    | Edelstahl      |

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser