

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Metallschlauch

G 1"-G 1 1/4", Temp.-Bereich: -50 ... 150 °C, 100 cm

Best.-Nr.: LZM 078

## Leistungsmerkmale

- Flach dichtend



## Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich

Anschluss 1 Gewinde (innen)

Anschluss 2 Gewinde (innen)

Länge

Material

-50 ... 150 °C

G 1"

G 1 1/4"

100 cm

Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser