

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Metallschlauch

M30 x 1,5, Temp.-Bereich: -90 ... 150 °C, 200 cm

Best.-Nr.: LZM 088

## Leistungsmerkmale

- Konisch dichtend
- Isoliermaterial für kalte Anwendungen, geschlossenporig



## Technische Merkmale

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Betriebstemperaturbereich    | -90 ... 150 °C |
| Anschluss 1 Gewinde (innen)  | M30 x 1,5      |
| Anschluss 2 Gewinde (innen)  | M30 x 1,5      |
| Länge                        | 200 cm         |
| Biegeradius minimal/statisch | 200 mm         |
| Material innen               | Edelstahl      |

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser