


# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-01-16

Metallschlauch M30X 300S M30x1,5-M30x1,5  
DN 20 NL=3000mm / Temp.-ber. -100...350°C  
Best.-Nr.: LZM 093

## Leistungsmerkmale

- Metallwelllschlauch zur Temperierung mit unterschiedlichen Temperierflüssigkeiten
- Mehrschichtisolierung, geeignet für große Temperaturbereiche
- Kennzeichnung des Schlauches mit zulässigem Temperaturbereich und maximalen Betriebsdruck
- Konisch dichtend



## Technische Merkmale

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Betriebstemperaturbereich   | -100 ... 350 °C                                   |
| Betriebsdruck               | -0.3 ... 10.0 bar im Betriebstemperaturbereich    |
| Anschluss 1 Gewinde (innen) | M30 x 1,5                                         |
| Anschluss 2 Gewinde (innen) | M30 x 1,5                                         |
| Länge                       | 300 cm                                            |
| Material innen              | Edelstahl                                         |
| Material außen              | Glatte Silikonschlauch mit Silikonabschlusskappen |
| Vakuumfestigkeit            | 100 % für 0 bis 50 °C                             |
| Klassifizierung             | UL 94 HB                                          |

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser