

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-08-13

Silikonschlauch

ID 11 mm, Isolierung 19 mm

Best.-Nr.: LZS 009

Leistungsmerkmale

- Silikonschlauch mit zusätzlicher Isolierung zum Anschluss an Pumpenstutzen mit Schlaucholiven
- Silikonschläuche zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus Elastizität, Reinheit und Temperaturbeständigkeit aus. Sie besitzen eine hohe Temperatur-, eine sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit.
- Silikonschläuche sind geruchs- und geschmacksneutral, chemisch weitgehend inert und ihre Innenwand ist glatt, was Ablagerungen minimiert und die Reinigung erleichtert.
- Das Dämmmaterial ist witterungs-, UV- und ozonbeständig und zeichnet sich durch einen hohen Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit aus
- Aufgrund ihrer hohen Reinheit in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie einsetzbar.
- Silikonschläuche nicht für Silikonöl geeignet
- Schlauch als Meterware erhältlich



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	-60 ... 100 °C
Innendurchmesser	11 mm
Außendurchmesser	53 mm
Isolationsstärke	19 mm
Material innen	Silikon
Material außen	EPDM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser