

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2021-07-26

LAUDA Puridest PD 2

Wasserdestillierapparat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: L003011

Leistungsmerkmale

- Mono-Destillierapparat ohne Vorratsbehälter, für Tischaufstellung geeignet
- Destillat-Entnahme durch Ablaufrohr am Kondensator
- Energie-Ersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers
- Destillierblase zur Reinigungszwecken leicht zugänglich
- CO₂ Entgasungsöffnung am Kondensator
- Thermostatische Wassermangelsicherung.
- Manuelle Kühlwassersregelung über Auslauftemperatur
- Rohrheizkörper, Destillierblase und Kondensator aus Edelstahl Rostfrei
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet



Technische Änderungen vorbehalten

Technische Merkmale

Leitwert Mono-Destillat bei 25°C	2,3 µS/cm
Produktionsleistung	2 L/h
Heizleistung max.	2 kW
Leistungsaufnahme max.	2 kW
Kühlwasserverbrauch	0,33 L/min
Maximaldruck Kühlwasser	2 bar
Wasserkühlung Zulauf für Schlauch	1/2 "
Wasserkühlung Ablauf für Schlauch	3/4 "
Abmessungen (BxTxH)	280 x 250 x 490 mm
Umgebungstemperaturbereich	10 ... 40 °C
Netzversorgung	230 V; 50/60 Hz
Netzstecker	Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser