

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2023-09-25

LAUDA Puridest PD 4

Appareils de distillation 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L003012

Caractéristiques

- Mono-distillateur de paillasse sans réservoir
- Sortie du distillat par tuyau en sortie du condenseur.
- Économie d'énergie par distillation de l'eau de refroidissement préchauffée.
- Bouilleur facilement accessible pour nettoyage.
- Dégazage en CO₂ par le condenseur.
- Protection marche à sec par thermostat.
- Contrôle manuel de l'eau de refroidissement via la température de sortie
- Corps de chauffe, bouilleur et condenseur en acier inox.
- Boîtier en tôle zinkée avec revêtement par poudre.



Données techniques

Conductivité du mono-distillat 25°C env.

2,3 µS/cm

Puissance de production

4 L/h

Puissance de chauffe maxi.

3 kW

Consommation électrique maxi.

3 kW

Consommation d'eau de refroidissement

0,67 L/min

Différence de pression eau de refroidissement mini.

1 bar

Pression maximale d'eau de refroidissement

2 bar

Wasserkühlung Zulauf für Schlauch

1/2 "

Wasserkühlung Ablauf für Schlauch

1/2 "

Dimensions hors tout (LxPxH)

280 x 250 x 490 mm

Poids

8 kg

Gamme de température ambiante

10 ... 40 °C

Alimentation secteur

230 V; 50/60 Hz

Prise secteur

Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser