

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Silikonschlauch  
ID 8 mm x WS 2 mm  
Best.-Nr.: RKJ 016

### Leistungsmerkmale

- Silikonschläuche zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus Elastizität, Reinheit und Temperaturbeständigkeit aus. Sie besitzen eine hohe Temperatur-, eine sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit.
- Silikonschläuche sind geruchs- und geschmacksneutral, chemisch weitgehend inert und ihre Innenwand ist glatt, was Ablagerungen minimiert und die Reinigung erleichtert.
- Silikonschlauch mit zusätzlicher Isolierung zum Anschluss an Pumpenstutzen mit Schlaucholiven
- Silikonschläuche nicht für Silikonöl geeignet



### Technische Merkmale

Innendurchmesser	8 mm
Außendurchmesser	12 mm
Material	Silikon

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser