

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-08-05

Silikonschlauch
ID 4 mm x WS 2 mm
Best.-Nr.: RKJ 041

Leistungsmerkmale

- Silikonschläuche zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus Elastizität, Reinheit und Temperaturbeständigkeit aus. Sie besitzen eine hohe Temperatur-, eine sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit.
- Silikonschläuche sind geruchs- und geschmacksneutral, chemisch weitgehend inert und ihr Innenwand ist glatt, was Ablagerungen minimiert und die Reinigung erleichtert.
- Silikonschläuche nicht für Silikonöl geeignet
- Die inhaltlichen Bestandteile der Mischung entsprechen in Qualität und Quantität den FDA-Regularien 21 CFR 177.2600



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	-60 ... 200 °C
Innendurchmesser	4 mm
Material	Silikon

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser