

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-08-17

Silikonschlauch  
ID 4 mm x WS 2 mm  
Best.-Nr.: RKJ 041

## Leistungsmerkmale

- Silikonschläuche zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus Elastizität, Reinheit und Temperaturbeständigkeit aus. Sie besitzen eine hohe Temperatur-, eine sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit.
- Silikonschläuche sind geruchs- und geschmacksneutral, chemisch weitgehend inert und ihre Innenwand ist glatt, was Ablagerungen minimiert und die Reinigung erleichtert.
- Silikonschläuche nicht für Silikonöl geeignet
- FDA konform



## Technische Merkmale

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Betriebstemperaturbereich | -60 ... 200 °C |
| Innendurchmesser          | 4 mm           |
| Außendurchmesser          | 8 mm           |
| Material                  | Silikon        |

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobsey (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobsey