

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-18

Vitonschlauch

ID 11 mm, WS 2 mm

Best.-Nr.: RKJ 091

Leistungsmerkmale

- Viton-Maschinenschlauch, innen und außen glatt, Dichte ca. 1,87 g/cm³, Zugfestigkeit >7 N/mm², Dehnung >260 %
- Hervorragende ozon-, wetter-, licht- und alterungsbeständig: Beständig gegen Öle, die meisten Mineralsäuren und viele aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
- Das Elastomer entspricht der EG-Richtlinie 2002/95/EG bzw. 2011/65/EG (RoHS)
- PFOS-frei, frei von PTFE und Silikonölen
- Schlauch als Meterware erhältlich



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich

-18 ... 230 °C

Innendurchmesser

11 mm

Außendurchmesser

14 mm

Material

FKM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser