

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-11-15

Einhängegestell Polycarbonat RK 75
für 30 Gläser, D. 13/14 mm
Best.-Nr.: UE 023

Leistungsmerkmale

- Einsetzbar bis $T_{max} = 100\text{ °C}$
- Auflegen des Gestells auf den Badrand.
- Lochung: 6 x 5 Löcher



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	184 x 100 x 92 mm
Nutzbare Stellfläche Breite	108 mm
Nutzbare Stellfläche Tiefe	100 mm
Eintauchtiefe	63 mm
Material	Polycarbonat
Gewicht	0.2 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser