

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16

Bastidor de suspensión policarbonato RK 75
para 30 vasos, D. 13/14 mm
N.º de pedido: UE 023

Características de rendimiento

- Para uso hasta $T_{\text{máx}} = 100\text{ °C}$
- Colocación del bastidor en el borde del baño.
- Agujeros: 6 x 5 agujeros



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	184 x 100 x 92 mm
Anchura superficie de apoyo útil	108 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	100 mm
Profundidad de inmersión	63 mm
Material	Policarbonato
Peso	0.16 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser