

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-03-19

Bastidor de suspensión, policarbonato
para 30 vasos, Ø 13-14 mm
N.º de pedido: UE 023

Características de rendimiento

- Para uso hasta $T_{\text{máx}} = 100\text{ °C}$
- Colocación del bastidor en el borde del baño.
- Agujeros: 6 x 5 agujeros



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

184 x 100 x 92 mm

Anchura superficie de apoyo útil

108 mm

Profundidad superficie de apoyo útil

100 mm

Profundidad de inmersión

63 mm

Material

Policarbonato

Peso

0.16 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser