

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Rack à suspendre en polycarbonate
pour 30 tubes, Ø 13-14 mm
Numéro d'article: UE 023

Caractéristiques

- Utilisable jusqu'à T_{max} = 100 °C
- Pose du portoir sur le bord du bain.
- Perforation: 6 x 5 trous



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	184 x 100 x 92 mm
Largeur utile de la surface de pose	108 mm
Profondeur utile de la surface de pose	100 mm
Profondeur d'immersion	63 mm
Matériau	Polycarbonate
Poids	0.16 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser