

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Rack à suspendre
pour 42 tubes eppendorf, Ø 11-12 mm
Numéro d'article: UE 028

Caractéristiques

- Pose du portoir sur le bord du bain.
- Grille à trous : 5 mm, diamètre des trous : 11 mm
- Perforation: 7 x 6 trous



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	154 x 100 x 21.5 mm
Largeur utile de la surface de pose	134 mm
Profondeur utile de la surface de pose	80 mm
Diamètre extérieur	11 mm
Nombre d'échantillons	42
Profondeur d'immersion	21,5 mm
Matériau	Acier inoxydable
Poids	0.27 kg

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE - Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser