

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2023-07-09

Portoir pour 20 tubes

Numéro d'article: UE 049

Caractéristiques

- Convient aux tubes de centrifugation d'un diamètre de 42 mm à 48 mm
- Utilisable pour T = 0 °C ... 135 °C
- Perforation: 4 x 5 trous



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

250 x 100 x 65 mm

Matériau

Acier inoxydable

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse