

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Einsatzgestell
für 10 Gläser, Ø 24-30 mm
Best.-Nr.: UG 108

Leistungsmerkmale

- Für komfortables Handling in Badthermostaten und Wasserbädern
- Einsatzgestell mit Kunststoffgriff(en) für eine Temperatur bis 100 °C
- passend für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 24 - 30 mm
- Bodenabstand: 60 mm

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

190 x 95 x 203 mm

Anzahl Proben

10

Eintauchtiefe

110 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

0.36 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser