

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Bastidor de inserción
para 10 tubos, Ø 24-30 mm
N.º de pedido: UG 108

Características de rendimiento

- Para una manipulación cómoda en termostatos de baño y baños de agua
- Soporte con asa(s) de plástico para una temperatura hasta 100 °C
- Adecuado para tubos de ensayo con un diámetro de 24-30 mm
- Distancia del suelo: 60 mm

Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	190 x 95 x 203 mm
Número de muestras	10
Profundidad de inmersión	110 mm
Material	Acero inoxidable
Peso	0.36 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser