

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Rack à insérer
pour 10 tubes, Ø 24-30 mm
Numéro d'article: UG 108

Caractéristiques

- Pour une manipulation confortable dans les thermostats de bain et les bains-marie.
- Portoir avec poignée(s) en plastique pour une température allant jusqu'à 100 °C
- Convient aux tubes à essai avec un diamètre de 24 - 30 mm
- Distance jusqu'au fond : 60 mm

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	190 x 95 x 203 mm
Nombre d'échantillons	10
Profondeur d'immersion	110 mm
Matériau	Acier inoxydable
Poids	0.36 kg

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser