

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16

Rotonda

18 agujeros, D =11 mm

N.º de pedido: UG 110

Características de rendimiento

- Adecuada para REJ 1225 G
- Para colocar termómetros o sondas de medición con fines de calibración.
- Rotonda para 18 muestras con un diámetro de 11 mm.
- El bastidor es giratorio y se puede ajustar su altura 40 mm.



Características técnicas

Diámetro exterior	175 mm
Número de muestras	18
Material	Acero inoxidable
Peso	1.00 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser