

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22

Rotunde

20 Bohrungen, D =10 mm

Best.-Nr.: UG 111

Leistungsmerkmale

- passend für REJ 1225 G
- Für die Aufnahme von Thermometern oder Messfühlern zu Kalibrierzwecken.
- Rotunde für 20 Proben mit einem Durchmesser von 10 mm.
- Der Einsatz ist drehbar und um 60 mm höhenverstellbar.



Technische Merkmale

Material

Außendurchmesser

Anzahl Proben

Edelstahl

175 mm

20

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser