

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16

Rotonda

20 agujeros, D =10 mm

N.º de pedido: UG 111

Características de rendimiento

- Adecuada para REJ 1225 G
- Para colocar termómetros o sondas de medición con fines de calibración.
- Rotonda para 20 muestras con un diámetro de 10 mm.
- El bastidor es giratorio y se puede ajustar su altura 60 mm.



Características técnicas

Diámetro exterior

175 mm

Número de muestras

20

Material

Acero inoxidable

Peso

1.10 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser